

Oberflächenimprägnierung

BG-Imprägnierung

Oberflächen nachträglich temporär antimikrobiell und antiviral ausstatten

BG-Imprägnierung

5 l Kanister, Art.-Nr. 97028




Anwendungshinweise:

Glatte Oberflächen wischen, Textilien besprühen. Vliestuch verwenden – kein Mikrofaser Tuch

Bewiesene Langzeitwirkung:

Die Oberflächenimprägnierung erzeugt auf den Oberflächen einen Schutzfilm, der eine **Langzeitwirkung von bis zu 90 % Keimreduktion bis zu 14 Tagen** erreichen kann. Dies ist mit Desinfektionsmitteln nicht möglich.



LANGZEITEFFEKT – ca. 14 Tage Oberflächenschutz

Biozid-Produkt

Antibakteriell (ISO 20743, ISO 1276)

Wirksamkeit gegen **behüllte Viren** (DIN EN 14476:2019-10)

- Inaktiviert 94,4 % der behüllten Viren (wie z. B. SARS-Cov-2) innerhalb von 2 Minuten
- Inaktiviert >99,9 % der behüllten Viren (wie z. B. SARS-Cov-2) innerhalb von 30 Minuten

Beschränkt wirksam gegen **Noro-Viren** (DIN EN 14476:2019-10)

- Inaktiviert 90 % der Noro-Viren innerhalb von 2 Minuten

Nanofrei

Bindet unangenehme Gerüche

Ohne Alkohol & oberflächenfreundlich

(nicht geeignet für Naturleder, unbehandeltes Holz, Naturstein)

Produkt auf Wasserbasis

Ready to use

Beim Einsatz unserer Oberflächenimprägnierung ist zusätzliche Desinfektion nur noch dort notwendig, wo sie ausdrücklich vorgeschrieben wird. Verbessert die Hygiene zwischen den Reinigungs- und Desinfektionszyklen.

Keine PSA beim Aufbringen notwendig

Wirksamkeit durch Feldstudien bestätigt

Dermatologisch bei **Dermatest getestet**

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.