

# Oberflächenimprägnierung

## BG-Imprägnierung

Oberflächen nachträglich temporär antimikrobiell und antiviral ausstatten

### BG-Imprägnierung

5 l Kanister, Art.-Nr. 97028



### Anwendungshinweise:

Glatte Oberflächen wischen, Textilien besprühen. Vliestuch verwenden – kein Mikrofasertuch

### Bewiesene Langzeitwirkung:

Die Oberflächenimprägnierung erzeugt auf den Oberflächen einen Schutzfilm, der eine **Langzeitwirkung von bis zu 90 % Keimreduktion bis zu 14 Tagen** erreichen kann. Dies ist mit Desinfektionsmitteln nicht möglich.



**LANGZEITEFFEKT – ca. 14 Tage** Oberflächenschutz

**Biozid-Produkt**

**Antibakteriell** (ISO 20743, ISO 1276)

Wirksamkeit gegen **behüllte Viren** (DIN EN 14476:2019-10)

- Inaktiviert 94,4 % der behüllten Viren (wie z. B. SARS-Cov-2) innerhalb von 2 Minuten
- Inaktiviert >99,9 % der behüllten Viren (wie z. B. SARS-Cov-2) innerhalb von 30 Minuten

Beschränkt wirksam gegen **Noro-Viren** (DIN EN 14476:2019-10)

- Inaktiviert 90 % der Noro-Viren innerhalb von 2 Minuten

**Nanofrei**

**Bindet unangenehme Gerüche**

**Ohne Alkohol & oberflächenfreundlich**

(nicht geeignet für Naturleder, unbehandeltes Holz, Naturstein)

**Produkt** auf Wasserbasis

**Ready to use**

Beim Einsatz unserer Oberflächenimprägnierung ist zusätzliche Desinfektion nur noch dort notwendig, wo sie ausdrücklich vorgeschrieben wird. Verbessert die Hygiene zwischen den Reinigungs- und Desinfektionszyklen.

Keine PSA beim Aufbringen notwendig

Wirksamkeit durch Feldstudien bestätigt

Dermatologisch bei **Dermatest getestet**

**Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

